ЕВРАЗИЙСКИЙ COBET ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (EACC)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

FOCT

— 202

(проект, RU, окончательная редакция)

ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ МИКРОБНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Определение подострой пероральной токсичности

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации 202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (EACC) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в EACC национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией «Технологическая платформа БиоТех2030» совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи (ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»)

- 2 BHECEH Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
- 3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от №)

За принятие проголосовали:

ГОСТ (проект, RU, окончательная редакция)

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернетсайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины, определения, обозначения и сокращения
4 Общие положения
5 Описание метода определения подострой пероральной токсичности
6 Данные исследования и отчет
Приложение А
Приложение Б
Приложение В

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ МИКРОБНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Определение подострой пероральной токсичности

Enzyme preparations for the food industry of microbial origin

Subcute oral toxicity test

Дата введения -

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на ферментные препараты микробного происхождения, применяемые пищевой промышленности качестве получаемых технологических вспомогательных средств, С использованием микроорганизмов (штаммов – продуцентов): природных, полученных методами традиционной селекции и мутагенеза, а также генетически-модифицированных (рекомбинантных, трансгенных) штаммов, таксономически принадлежащих как к прокариотам (бактерии, микроводоросли, стрептомицеты), так и эукариотам (микроскопические дрожжеподобные и плесневые грибы), и устанавливает общие требования к определению подострой пероральной токсичности указанных видов продукции в тестах на лабораторных животных.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.008 Система стандартов безопасности труда. Биологическая безопасность. Общие требования

ГОСТ 10444.12 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов

ГОСТ 10444.15 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов

ГОСТ 13867 Продукты химические. Обозначение чистоты

ГОСТ 15113.8 Концентраты пищевые. Методы определения золы

ГОСТ 20264.1 Препараты ферментные. Методы определения органолептических, физико-химических и микробиологических показателей

ГОСТ 20264.2 Препараты ферментные. Методы определения протеолитической активности

ГОСТ 20264.4 Препараты ферментные. Методы определения амилолитической активности

ГОСТ 22967 Шприцы медицинские инъекционные многократного применения. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 26669 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов

ГОСТ 26929 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 30178 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

ГОСТ 30726 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида Escherichia coli

ГОСТ 31487 Препараты ферментные. Методы определения ферментативной активности фитазы

ГОСТ 31488 Препараты ферментные. Методы определения ферментативной активности ксиланазы

ГОСТ 31659 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella

ГОСТ 31662 Препараты ферментные. Методы определения ферментативной активности целлюлазы

ГОСТ 31747 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)

ГОСТ 31886 Принципы надлежащей лабораторной практики (GLP). Применение принципов GLP к краткосрочным исследованиям

ГОСТ 31890 Принципы надлежащей лабораторной практики (GLP). Организация и управление исследованиями, проводимыми на нескольких испытательных площадках

ГОСТ 31904 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

ГОСТ 32637 Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Повторное исследование пероральной токсичности на грызунах: 90-дневное

ГОСТ 32641 Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Определение токсичности при повторном/многократном пероральном поступлении вещества на грызунах. 28-дневный тест

ГОСТ 32891 Сычуги телят, ягнят, козлят-молочников для молокосвертывающих ферментных препаратов. Технические условия

ГОСТ 33044 Принципы надлежащей лабораторной практики

ГОСТ 33215 Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила оборудования помещений и организации процедур

ГОСТ 33216 Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила содержания и ухода за лабораторными грызунами и кроликами

ГОСТ 34140 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием

ГОСТ 34176 Препараты ферментные. Методы определения ферментативной активности эндо-бета-глюканазы

ГОСТ 34353 Препараты ферментные молокосвертывающие животного происхождения сухие. Технические условия

ГОСТ 34430 Ферментные препараты для пищевой промышленности. Метод определения протеолитической активности

ГОСТ 34566 Комбикорма полнорационные для лабораторных животных. Технические условия

ГОСТ ISO 7886-1 Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 1 Шприцы для ручного использования

ГОСТ ISO 11815 Молоко. Определение общей молокосвертывающей активности говяжьего сычужного фермента

ГОСТ ISO 15163 Молоко и молочные продукты. Сычужный фермент из сычугов телят и ферментный препарат из сычугов крупного рогатого скота. Определение содержания химозина и говяжьего пепсина методом хроматографии

ГОСТ ISO/IEC 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

3.1.1 **генетически модифицированные микроорганизмы (ГММ)**: микроорганизмы, генетический материал которых изменен с использованием методов генной инженерии (рекомбинирования и (или) трансгенеза).

3.1.2

доза: Количество вводимого тестируемого вещества. Доза указывается как масса (г, мг), или как масса тестируемого вещества на единицу массы подопытного животного (например, мг/кг).

[ГОСТ 32637, п.2.1, модифицировано]

3.1.3

дозировка: Общий термин, включающий в себя дозу, частоту и продолжительность ее ввода.

[ΓΟCT 32641, π.2.7]

- 3.1.4 **зависимость** "доза-ответ": зависимость, количественно характеризующая связь между вводимой дозой вещества и проявлением вредного эффекта в экспонируемой популяции.
- 3.1.5 **мутантные микроорганизмы**: наследственно измененная форма микроорганизмов, генетический материал которых изменен при помощи методов индуцированного (направленного) мутагенеза с использованием физических или химических факторов.
- 3.1.6 **общие органические вещества (ООВ)**: вещества, входящие в состав ферментного препарата, за вычетом содержания в нем влаги, золы и добавляемых при производстве вспомогательных органических веществ носителей.
- 3.1.7 **отчет об исследовании:** Документ, содержащий результаты исследования и их анализ в соответствии с требованиями правил надлежащей лабораторной практики, включая любые изменения и (или) отклонения, их причины и обоснования и соответствующее результатам исследования заключение об исследуемом продукте.

3.1.8

план исследования: Документ, описывающий цели и методологию эксперимента для проведения исследования, а также включающий в себя все поправки, внесенные в эксперимент.

[ГОСТ 33044, п.23.3]

- 3.1.9 **подострая пероральная токсичность:** эффекты, проявляющиеся в результате многократного ежедневного перорального введения дозы вещества на протяжении 28-90 суток.
- 3.1.10 **стандартные операционные процедуры**, СОП: Подробные письменные инструкции, содержащие описание процессов проведения испытаний или другой деятельности, как правило, не представленные детально в планах исследования или руководствах по проведению испытаний и предназначенные для достижения единообразия при осуществлении определенной деятельности.
- 3.1.11 ферментные препараты: очищенные и концентрированные продукты, содержащие определенные ферменты или комплекс ферментов, растительного, животного и микробного (продуцент) происхождения, необходимых для осуществления биохимических процессов, происходящих при производстве продуктов.

3.1.12

NOAEL (максимальная недействующая доза, перорально): Уровень отсутствия наблюдаемого вредного воздействия после введения вещества, который является максимальной дозой, не вызывающей обнаруживаемого вредного воздействия на здоровье.

[ГОСТ 32641, п.2.11, модифицировано]

Примечание — Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении A.

3.2 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

БГКП – бактерии группы кишечной палочки;

ГММ – генетически модифицированные микроорганизмы;

КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов;

ООВ – общие органические вещества;

СОП – стандартные операционные процедуры;

NOAEL – максимальная недействующая доза.

4 Общие положения

4.1 Определение подострой пероральной токсичности ферментных препаратов микробного происхождения, используемых В качестве технологических вспомогательных проводят средств, целью оценки ИΧ возможного неблагоприятного действия на организм человека при длительном поступлении в организм в составе пищевой продукции, в которой ингредиенты ферментных препаратов не элиминируются, а производится только инактивация ферментативной активности. Результаты определения подострой пероральной токсичности учитываются в ходе государственной регистрации ферментных препаратов, полученных из ранее не применявшихся в пищевой промышленности штаммов микроорганизмов продуцентов, и рассматриваемых в качестве пищевой продукции нового вида в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов государства, на территории которого продукция находится в обращении.

Примечание — Информация о технических регламентах приведена в приложении A.

4.2 Определение подострой пероральной токсичности ферментных препаратов проводят в специализированных лабораториях, оснащенных подразделениями по работе с лабораторными животными (вивариями) в соответствии с принципами надлежащей лабораторной практики и правилами по уходу за лабораторными животными и их содержанию по ГОСТ 31886, ГОСТ 31890, ГОСТ 33044, ГОСТ 33215, ГОСТ 33216, а также в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов государства, на территории которого продукция находится в обращении.

Лаборатории для проведения испытаний должны соответствовать критериям компетентности по ГОСТ ISO/IEC 17025. На все операции, выполняемые в ходе исследований (испытаний) подострой токсичности, должны быть установлены СОП.

Сотрудники, проводящие исследования на животных, должны обладать необходимыми для этого компетенциями (наличие базового медицинского, ветеринарного или биологического образования).

- 4.3 Ввиду возможного наличия в ферментных препаратах микробного происхождения живых клеток штаммов продуцентов и их ДНК, то есть компонентов, представляющих биологическую опасность, в ходе работы с ферментными препаратами обязательным является соблюдение правил биологической безопасности по ГОСТ 12.1.008 и в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт (микроорганизмы III и IV групп патогенности).
- 4.4 Ферментные препараты, подлежащие определению подострой пероральной токсичности, должны быть охарактеризованы иметь прослеживаемое происхождение И сопровождаться нормативно-техническими документами изготовителя (Технологической инструкцией или Технологическим регламентом, Технологической картой или спецификацией И другими нормативными документами), раскрывающими наличие определенного вида (видов) ферментативной активности, наличие примесей химического и биологического происхождения, ограничиваемых (нормируемых) согласно требованиям; данные о стабильности в течение срока годности; информация об активности (в единицах активности); условия, необходимые для проявления активности ферментного препарата (оптимум рН и температуры и др.); условия инактивации ферментного препарата (условия отсутствия остаточной активности фермента в пищевой продукции), данные об отсутствии антибиотической активности, характеристика второстепенной ферментативной активности (при наличии); описание метода определения активности фермента в ферментном препарате; наименование и количественное содержание вносимого органического вещества – носителя и/или иммобилизующего агента.

- При обоснованной необходимости, показатели, характеризующие ферментный препарат, включая требования безопасности, в соответствии с нормативными и законодательными документами государства на территории которого продукция находится в обращении, могут быть определены в аккредитованной лаборатории, проводящей исследования (испытания), перед определением подострой токсичности на лабораторных животных, в частности:
 - содержание свинца по ГОСТ 26929, ГОСТ 30178;
- микробиологические показатели (содержание КМАФАнМ, БГКП, Е. coli, патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл), по ГОСТ 10444.15, ГОСТ 31904, ГОСТ 26669, ГОСТ 31747, ГОСТ 31659, ГОСТ 30726;
 - содержание микотоксинов по ГОСТ 34140;
- наличие антибиотической активности в соответствии с нормативными документами, действующими на территории государства, принявшего стандарт;
- наличие жизнеспособных клеток продуцентов плесневых и дрожжевых грибов по ГОСТ 10444.12;
- наличие жизнеспособных клеток продуцентов микроорганизмов других таксономических групп (не принадлежащих к плесневым и дрожжевым грибам) – по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт;
 - ферментативная протеолитическая активность по ГОСТ 20264.2, ГОСТ 34430;
 - ферментативная амилолитическая (амилазная) активность по ГОСТ 20264.4;
 - ферментативная активность ксиланазы по ГОСТ 31488;
 - ферментативная активность фитазы по ГОСТ 31487;
 - ферментативная активность целлюлазы по ГОСТ 31662;
 - ферментативная активность эндо-бета-глюказаны по ГОСТ 34176;
- ферментативная активность молокосвертывающих ферментных препаратов
 по ГОСТ 32891;
- ферментативная активность ферментных препаратов молокосвертывающих животного происхождения сухих по ГОСТ 34353;
- молокосвертывающая активность говяжьего сычужного фермента по ГОСТ ISO 11815;

- содержание химозина и говяжьего пепсина по ГОСТ ISO 15163;
- другие виды ферментативной активности при наличии стандартизованных методов их определения.

Примечание 1 — Выбор метода анализа активности ферментного препарата, продуцируемого ГММ, осуществляется с учетом данных о встроенной в ДНК последовательности нуклеотидов (генов животного, растительного или синтетического происхождения) на основании технической спецификации на ферментный препарат (указанных единиц активности, нормативного документа на метод анализа). При анализе активности ферментного препарата, его качества и безопасности могут быть использованы другие методы контроля, установленные нормативными документами государства, на территории которого продукция находится в обращении;

Примечание 2 — Определение ферментативной активности ферментных препаратов животного и растительного происхождения проводится в случае испытаний рекомбинантных форм ферментных препаратов, продуцируемых ГММ со встроенными генами животного или растительного происхождения, соответственно.

- 4.5 В случае если ферментный препарат получен из генетическимодифицированных штаммов, в лабораторию кроме документов на ферментный препарат предоставляют сведения о штамме-продуценте, включающие данные:
- о таксономической принадлежности штамма, установленной до уровня рода (вида, штамма) по фенотипическим и генотипическим свойствам, подтвержденной с использованием воспроизводимых молекулярно-генетических методов, источнике выделения штамма или штамма, полученного с использованием синтетических генов;
- об индивидуальном номере (коде) штамма-продуцента, присвоенном изготовителем;
- о депонировании в официальных коллекциях микробных культур национального или международного уровня (на условиях контрольного хранения);
- об отсутствии патогенности, токсигенности, антибиотикорезистентности,
 аллергенных свойств у штаммов-продуцентов (при наличии);

- о виде целевого использования штамма-продуцента и характеристике основного метаболита – ингредиента (компонента);
- для мутантных микроорганизмов (в случае получения дополнительной мутации)
 сведения о характере мутации, безопасности и стабильности генотипических и фенотипических характеристик;
- для генетически модифицированных микроорганизмов: описание генетической модификации ДНК (сведения о трансформационном событии), нуклеотидной последовательности встроенного (сконструированного) локуса ДНК в однобуквенных кодов по номенклатуре IUPAC; сведения о его регуляторных элементах (при наличии), цели модификации; сведения о происхождении штаммареципиента и штамма-донора, их таксономическом положении на уровне рода (вида, штамма) и описание их свойств; данные о векторных последовательностях, использовании транспозонов при конструировании ГММ-продуцентов, средствах доставки целевого гена в клетки реципиента, селективных маркерах ГММ-штаммов, стабильности генотипических и фенотипических характеристик; сведения о профиле внехромосомных элементов (плазмид, транспозонов, бактериофагов и др.) штаммов-продуцентов (при наличии внехромосомных элементов функциональная роль последних должна быть охарактеризована и доказана их неспособность к генному трансферу); сведения о стабильности технологических характеристик.
- для ферментных препаратов, полученных с использованием мутантных и (или) ГММ-штаммов микроорганизмов, в соответствии с нормативными и законодательными требованиями государства, на территории которого данная продукция находится в обращении, могут быть потребованы дополнительные данные о наличии изменений в их молекулярной структуре.
- 4.6 Ферментный препарат передается в подразделение лаборатории, выполняющей исследование на животных, в обезличенном (закодированном) виде с присвоением внутрилабораторного номера (шифра). Отбор проб ферментного препарата на исследование по нормативным документам, действующими на территории государства, принявшего стандарт. По окончании исследования (испытания) на лабораторных животных данные о ферментном препарате декодируются при составлении отчета о проведенном исследовании (испытании).

4.7 При проведении испытаний ферментных препаратов на подострую пероральную токсичность соблюдаются принципы гуманного обращения лабораторными животными, утвержденные в соответствии с нормативными актами государства, принявшего стандарт. Для этого необходимо сведение к минимуму общего лабораторных животных, используемых В исследованиях числа (испытаниях), в том числе, путем использования метода предельной дозы по 5.6, когда это может быть оправдано целью проводимого исследования. При проведении исследований (испытаний) следует прилагать все возможные усилия к тому, чтобы в ходе выполнения экспериментальных процедур избегать действий, способных привести к долговременным повреждениям, боли, страданиям или тревоге, а в случае их неизбежности, следует стремиться к тому, чтобы такие последствия были сведены к минимуму. При выведении животных из исследования (испытания) следует использовать гуманные методы эвтаназии соответствии рекомендациями, утвержденными нормативными актами государства, принявшего стандарт.

В целях сокращения общего числа животных, используемых в определении подострой пероральной токсичности ферментных препаратов, при составлении плана исследования (испытания) допускается руководствоваться подходом, исходящим из использования предельной дозы по ГОСТ 32641.

4.8 Определение подострой пероральной токсичности ферментных препаратов микробного происхождения проводят с использованием лабораторных грызунов: мышей (Mus musculus, Mus domesticus) или крыс (Rattus rattus, Rattus norvegicus). лабораторных Допускается использование животных указанных видов, принадлежащих к стандартизованным линиям или породам, поступающим из авторизованных питомников или содержащихся в лабораторной колонии и являющихся прослеживаемыми. Линии лабораторных животных, применяемые в определении подострой токсичности, могут быть как инбредными (генетически гомогенными), так и аутбредными. Для проведения исследований (испытаний) подострой пероральной токсичности следует использовать здоровых молодых половозрелых животных в возрасте от 6 до 8 недель. Предпочтительным является проведение испытаний подострой токсичности на двух полах животных указанных

видов (самцах и самках), ввиду возможных различий в ответе мужской и женской репродуктивных систем на токсические воздействия. Самки животных должны быть не беременными и не рожавшими. Животные, вводимые в исследования (испытания) по определению подострой пероральной токсичности, в составе одной экспериментальной группы, получающей определенную дозу ферментного препарата, должны принадлежать к одному и тому же полу и линии. Масса тела получающих различные дозы ферментного препарата, животных, различаться в пределах не более ± 20 % внутри группы и не более ± 20 % (для средних по группе значений) между группами. Численность экспериментальной группы животных одного пола, получающих одну дозу ферментного препарата, должна составлять не менее 10 особей. При включении в план испытаний тестов поведенческих реакций предпочтительная численность групп животных составляет 12-16 особей.

- 4.9 Животных в ходе определения подострой пероральной токсичности содержат в специализированных вивариях (клиниках лабораторных животных). Размещение, уход за лабораторными животными содержание И соответствовать ГОСТ 33215, ГОСТ 33216. В помещении, где содержатся животные, следует поддерживать физиологически оптимальные условия внешней среды (для крыс и мышей большинства линий – это температура от 21 °C до 23 °C и относительная влажность от 45 % до 65 %). Животные должны содержаться в клетках из нетоксичного биологически инертного материала на нетоксичной подстилке из натуральных (природных) материалов по 2-4 особи или индивидуально (по одному). Минимальная площадь, приходящаяся на одно животное в клетке (крысу, мышь), устанавливается в соответствии с ГОСТ 33216. Агрессивных животных (в частности, самцов мышей некоторых линий) содержат по одному в клетке. Режим освещенности в помещении, где находятся животные, должен соответствовать 12/12 часовому чередованию светлых и темных периодов. Обогащение среды обитания (environmental enrichment) по ГОСТ 33216, включающее устройство укрытий для животных из визуально непрозрачных материалов, является желательным (рекомендуемым).
- 4.10 Кормление животных следует осуществлять рационами, сбалансированными по содержанию всех основных питательных веществ (макро- и

микронутриентов) и энергетической ценности в соответствии с физиологическими потребностями организма животного. Допускается использование готовых гранулированных сухих кормов по ГОСТ 34566 или полусинтетического рациона на казеиновой в соответствии с приложением Б. На протяжении всего периода исследований (испытаний) по определению подострой токсичности животные получают рацион в режиме неограниченного свободного доступа, за исключением периодов, указанных в 5.11, и тех случаев, когда токсическое действие ферментного препарата вызывает выраженное снижение поедаемости корма животными. В этом случае применяют режим парного кормления, при котором животных ограничивают в количестве потребляемого корма на уровне наименее потребляющей группы.

Качество воды, предоставляемой лабораторным животным, должно соответствовать гигиеническим требованиям. Для животных используют воду, полученную методом обратного осмоса, сбалансированную по минеральному бутилированную питьевую столовую воду, соответствующую составу, или требованиям нормативных и законодательных актов, действующих на территории принявшего стандарт. Для питья государства, животных не допускается использовать дистиллированную, деионизованную воду, также централизованных источников водоснабжения без дополнительной подготовки (очистки). Питьевая вода на протяжении всего периода исследований (испытаний) по определению подострой пероральной токсичности предоставляется животным в режиме неограниченного доступа.

5 Описание метода определения подострой пероральной токсичности

5.1 Принцип метода определения подострой пероральной токсичности ферментных препаратов состоит в том, что тестируемый ферментный препарат вводится ежедневно перорально, в определенных дозах, нескольким группам подопытных животных, при этом каждой группе вводится одна и та же доза вещества в течение 28-90 суток. На протяжении периода введения ферментного препарата

животные находятся под тщательным наблюдением с целью выявления признаков токсического воздействия, а также могут в соответствии с планом исследования подвергаться тестированию поведенческих реакций и прижизненному забору биосубстратов (крови, мочи). Животные, умершие или умерщвленные в ходе тестирования, подлежат вскрытию. По окончании периода введения ферментного препарата, выжившие животные выводятся из эксперимента гуманным способом и подвергаются аутопсии с забором биосубстратов, подлежащих лабораторному исследованию. По результатам проведенного исследования для каждого изученного показателя строится зависимость доза-ответ, на основании которой определяется максимальная недействующая доза ферментного препарата (NOAEL).

Примечание 1 — При проведении испытаний подострой токсичности ферментного препарата допускается использование метода предельной дозы по 5.6.

Примечание 2 – Результаты 28 - дневного перорального введения ферментного препарата являются ориентировочным. Они могут служить основанием для проведения более длительных испытаний, и используются при подборе доз для более долгосрочного исследования.

5.2 Дозу ферментного препарата, вводимого животным, выражают в мг/кг массы тела в расчете на количество ООВ в препарате. Содержание ООВ, выраженное в процентах, рассчитывается как 100 % минус влажность препарата (содержание воды) в %, минус содержание золы в %, минус содержание добавленных при производстве ферментного препарата органических веществ – носителей в %. Отбор проб ферментного препарата на определение ООВ производят, как указано в 4.6. Определение ферментных препаратов П влажности проводят термогравиметрическим методом по ГОСТ 20264.1. Проведение определения содержания золы в ферментном препарате – путем минерализации (прокаливания) образца ферментного препарата в муфельной печи гравиметрическим методом по ГОСТ 15113.8. Количество добавленных при производстве ферментного препарата органических веществ – носителей устанавливают в соответствии со спецификацией на ферментный препарат.

Примечание — Для ферментных препаратов, в зависимости от состава добавляемого при производстве носителя, допускается использование также других стандартизованных и валидированных методов определения влажности и золы, в соответствии с нормативными и законодательными актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

5.3 Ферментные препараты поступают на определение подострой токсичности в виде сухих продуктов (порошков) или в виде водных растворов. В первом случае ферментный препарат перед введением животным растворяют или диспергируют в питьевой воде, соответствующей 4.11; количество растворителя подбирают с учетом влажности используемого порошка для достижения требуемой фиксированной дозы ферментного препарата по ООВ. Во втором случае ферменный препарат вводят животным непосредственно в объеме, соответствующем необходимой вводимой дозе в расчете на ООВ. В случае недостаточного содержания ООВ в предоставленном растворе ферментного препарата для обеспечения требуемой дозы в расчете на ООВ ферментный препарат может быть сконцентрирован (обезвожен) одним из способов, исключающих его физико-химические изменения или снижение ферментативной активности.

Примечание — Для концентрирования ферментных препаратов допускается использование процессов вакуумного концентрирования (упаривания при пониженном атмосферном давлении) при температуре не выше +37 °C и лиофильной (сублимационной) сушки.

 $5.4~\mathrm{B}$ случае плохой растворимости или диспергируемости ферментного препарата в питьевой воде допускается использование при его растворении физиологического раствора (0,15 M NaCl) или фосфатно-солевого буфера (0,01 M фосфат натрия или калия pH $7.3 \pm 0.2~\mathrm{c}$ 0,15 M NaCl). Не допускается при введении ферментного препарата его растворение в концентрированных растворах солей, щелочах, кислотах (в том числе органических), а также в органических растворителях (включая этиловый спирт).

- 5.5 Дозирование ферментного препарата животным осуществляют с использованием, как правило, не менее трех уровней доз вещества, за исключением случаев, когда проводятся испытания предельной дозы по 5.6. Выбор уровней доз может быть основан на данных ранее проведенных испытаний ферментного препарата, включая определение острой токсичности и исследования при многократном введении меньшей продолжительности, И учетом всех существующих токсикологических и токсикокинетических данных, имеющихся по тестируемому ферментном препарату. За исключением случаев ограничений, обусловленных физико-химическими свойствами или биологическим воздействием ферментного препарата, его максимальная доза должна подбираться с целью инициации интоксикации, а не смерти или жестоких страданий животного. Остальные дозы выбирают в убывающей последовательности, предпочтительно с 10-кратным интервалом, с намерением продемонстрировать реакцию на вводимую дозу и отсутствие наблюдаемого вредного воздействия (NOAEL) при минимальной дозе. Контрольная группа получает носитель ферментного препарата, если он применяется для введения, или питьевую воду во всех остальных случаях. С животными контрольной группы следует обращаться так же, как и с животными опытных групп.
- 5.6 При наличии обоснованных предположений о низкой токсичности ферментного препарата, либо отсутствии токсичности, возможно проведение испытаний методом предельной дозы по ГОСТ 32641. В этом случае при проведении испытаний используют по две группы животных (опыт, контроль) каждого пола. Одной группе животных вводят максимально возможную по условиям эксперимента дозу ферментного препарата. Вторая группа животных является контрольной (введение носителя). В случае отсутствия заболеваемости и летальности животных, а также статистически значимых отличий изученных показателей животных опытной группы от контроля, исследование считается завершенным, и ферментный препарат признается нетоксичным (NOAEL больше предельной дозы). В противном случае исследования продолжают с уменьшенными дозами ферментного препарата.
- 5.7 При введении ферментных препаратов животным используется шприц объемом 1-10 см³ по ГОСТ ISO 7886-1 или по ГОСТ 22967, оснащенный внутрижелудочным зондом (трубкой с оливой на конце). Геометрические размеры

зонда должны соответствовать анатомическим параметрам животного данного вида, пола и возраста и должны исключать, с одной стороны, травматизацию животного, а с другой - обеспечивать количественное внутрижелудочное поступление дозы ферментного препарата. При введении ферментного препарата крысам длина зонда не должна превышать 90-100 мм, диаметр оливы - 4 мм; при введении мышам - 30-40 мм и 1 мм, соответственно. Максимально допустимый однократно вводимый объем водного раствора ферментного препарата животным не должен превышать 10 см³/кг массы тела.

Примечание 1 — В процессе введения раствора ферментного препарата животным особое внимание следует уделять недопустимости его попадания в дыхательные пути (аспирации). Это связано с тем, что многие ферментные препараты (главным образом, обладающие протеолитической активностью) обладают выраженным повреждающим действием на эпителий верхних и нижних дыхательных путей, что может значительно исказить результаты исследований (испытаний). Для исключения аспирации ферментного препарата следует тщательно фиксировать (удерживать) животное в вертикальном положении и обеспечивать плавное введение препарата, убедившись, что зонд находится в желудке.

Примечание 2 — При исследовании подострой пероральной токсичности не допускается введение ферментных препаратов в составе потребляемого животными рациона, поскольку в последнем случае возможно изменение как свойств ферментного препарата, так и физико-химических и органолептических свойств потребляемого рациона.

- 5.8 Показатель рН перорально вводимого водного раствора или суспензии ферментного препарата должен составлять рН 6,0 ± 2,0. При значительном отклонении рН ферментного препарата за пределы указанного интервала величина рН может быть отрегулирована путем добавления разбавленных водных растворов кислоты (HCI) или щелочи (NaOH) квалификации не ниже «XЧ».
- 5.9 Внутрижелудочное введение дозы ферментного препарата следует осуществлять ежедневно в одно и то же время, корректируя вводимое количество по

мере необходимости для поддержания постоянного уровня дозы в пересчете на массу тела.

5.10 Наблюдения за состоянием животных должны проводиться не реже одного раза в день, желательно в одно и то же время, с учетом пикового периода предполагаемого воздействия после введения ферментного препарата (при наличии данных). Результаты наблюдения за состоянием животных должны фиксироваться документально в протоколе исследования при возможности с использованием количественных (балльных оценок). Отмечаемые признаки должны включать гибель (летальность) животных, наличие изменений кожи, шерстяного покрова, слизистых оболочек полости рта и носа, наружных половых органов), глаз (наличие выделений, слезотечение, пилоаррекция, изменения размера зрачков), повышенная или необычная дыхательная деятельность, изменения стула (диарея), мочи (повышенное количество, изменение цвета, необычный запах), поведения (изменение походки, положения тела и реакции на внешние раздражители, наличие клонических или тонических движений, повторяющееся движение по кругу, учащенный грумминг (чистка шерсти), нанесение себе увечий, хождение, пятясь Павших животных и животных, преждевременно выведенных эксперимента по причине видимого предсмертного состояния или наличия страданий, подвергают обзорному непереносимых патологоанатомическому исследованию согласно Приложению В (Таблицы 1 и 2).

5.10.1 Масса тела и потребление пищи/воды

Все животные подлежат взвешиванию не реже одного раза в неделю. Замеры потребляемой пищи должны проводиться не реже одного раза в трое суток. Потребление воды может также учитываться при наличии обоснованных предположений о влиянии ферментного препарата на интенсивность питья и водносолевой обмен.

5.10.2 Оценка нейромоторики и поведенческих реакций

В случаях, предусмотренных планом исследования, не реже 1 раза за период эксперимента у животных проводят определение состояния нейромоторики в тесте силы хватки, уровня тревожно-подобных функций и моторно-двигательной активности в тесте «приподнятый крестообразный лабиринт», когнитивной функции в тесте условного рефлекса пассивного избегания (УРПИ). Исследования

нейромоторики и поведенческих реакций включаются в план исследования при обоснованных предположениях о наличии в составе ферментного препарата нейротропных или обладающих нейротоксичностью веществ, включая биологически-активные пептиды. Допускается проведение нескольких повторов одного теста и нескольких тестов для учета динамики показателей на одном животном на протяжении периода введения ферментного препарата. График проведения тестов указывается в плане исследований (испытаний) и составляется таким образом, чтобы стресс, вызываемый тестами у животных, не оказывал воздействия на результаты других тестов.

- 5.10.3 Прижизненный отбор биосубстратов. В соответствии с планом исследований (испытаний) допускается прижизненный отбор биосубстратов (кровь, моча) один или несколько раз на протяжении периода введения ферментного препарата в целях оценки изменения показателей животных в динамике. Прижизненный отбор биосубтратов должен осуществляться одним из способов, не вызывающих у животных стресс, и не создающих дополнительные риски для их здоровья.
- 5.11 Выведение животных из эксперимента осуществляется по окончании периода введения ферментного препарата одним из гуманных методов эвтаназии согласно 4.7. За 16 ч до выведения животных из эксперимента их лишают корма, воду предоставляют без ограничений. Немедленно после выведения животных из эксперимента осуществляется отбор биологического материала (проб органов и тканей) животных.
- 5.11.1 В целях исключения влияния внешних факторов на качественные и количественные характеристики отбираемых проб биологического материала отбор проб от животных опытных и контрольных групп осуществляют в случайной последовательности, в соответствии с методами, утвержденными нормативными актами государства, принявшего стандарт.
- 5.11.2 Для исключения влияний циркадных и более длительных биоритмов организмов животных на результаты испытаний отбор проб проводят одновременно в опытной и контрольной группах в одно и то же время суток на протяжении не более 2-3 ч (предпочтительно между 9-ю и 12-ю часами). Если число групп животных или 20

число животных в каждой группе не позволяет выполнить отбор проб в указанном интервале времени, животных опытных и контрольных групп следует выводить из исследования равными порциями (подгруппами) на протяжении не более 2-3 сут после завершения испытания в одно и то же время суток.

- 5.11.3 Список отбираемых органов и тканей устанавливается в соответствии с целью исследований (испытаний) и включается в план исследования.
- 5.11.4 После взятия проб определяют массу (объем) пробы и выполняют анализ соответствующими методами, установленными в стандарте/методике на конкретный метод испытания, или консервируют. Применяемый метод консервации не должен приводить к изменениям определяемых физико-химических и биологических (включая микробиологические) показателей отобранной пробы на протяжении всего периода хранения до проведения анализа. Метод консервации проб биологического материала установлен в методике на конкретный метод испытания.
- 5.11.5 Отобранные пробы биологического материала помещают в контейнеры (пробирки или флаконы) и маркируют. Маркировка должна обеспечивать прослеживаемость проб биологического материала на протяжении всего периода испытаний. Не допускается нанесение номеров и иных идентифицирующих надписей на пробки (крышки) контейнеров и иные элементы тары, удаляемые до начала анализа проб.
- 5.12 Перечень исследуемых показателей в пробах биологического материала, отобранных у животных, устанавливается в соответствии с планом исследований (испытаний), и должен учитывать все обоснованные предположения о наличии у ферментного препарата свойств токсичности и биологической активности. Перечень показателей, рекомендуемых при исследованиях (испытаниях) подострой пероральной токсичности ферментных препаратов устанавливается в соответствии с требованиями нормативных и законодательных документов государства на территории которого продукция находится в обращении. Рекомендуемый перечень исследуемых показателей представлен в приложении В.
- 5.13 При проведении исследований (испытаний) подострой пероральной токсичности ферментных препаратов необходимо учитывать информацию, приведенную в 5.13.1—5.13.3.

- 5.13.1 Методы, применяемые при отборе биологического материала животных (включая тип используемой анестезии), отборе, хранении и консервации биологических образцов, не должны приводить к неконтролируемым изменениям изучаемых показателей.
- 5.13.2 Количество отбираемых биологических образцов должно быть достаточным для проведения всех необходимых анализов с учетом указанного числа повторностей анализируемых проб (как правило, не менее двух).
- 5.13.3 Не допускается проводить объединение проб биологического материала от разных животных одной группы, так как данный подход может замаскировать биологическую вариабельность данных и привести к ложному завышению статистической значимости результата.
- 5.13.4 При определении исследуемых показателей в пробах биологического материала должно применяться сертифицированное лабораторное оборудование, средства измерений, внесенные в реестр средств измерений и поверенные в установленном порядке.

5.14 Методы статистического анализа

Результаты количественных определений показателей животных, включая данные анализа проб биологического материала, должны быть статистически обработаны в целях установления их значимых различий с соответствующими контрольными величинами. Статистическую обработку результатов исследований (испытаний) подострой пероральной токсичности ферментных препаратов проводят по единому плану, включающему следующие стадии:

- 5.14.1 построение вариационного ряда для каждого показателя с определением числа значимых значений (N), выборочного среднего (M), стандартного отклонения (SD), стандартной ошибки среднего (s.e.m), медианы (m); дополнительно может определяться интервал изменений (min-max), квартильный и децильный размах;
- 5.14.2 тест на нормальность распределения показателя в исследуемых группах с помощью критериев Шапиро- Уилка или Колмогорова-Смирнова;
- 5.14.3 анализ вариационного ряда с целью исключения грубо выпадающих значений (инструментальных ошибок) с помощью критерия Граббса;

- 5.14.4 однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) распределений в сравниваемых группах;
- 5.14.5 определение достоверности различия средних значений между группами с использованием двустороннего t-теста Стьюдента для несвязанных показателей. При расчете величины t-критерия вносят поправку на различие величины дисперсий сравниваемых групп, оцененную в тесте Ливина на остаточную дисперсию, и поправку Бенджамини-Хохберг на множественность сравнения;

Тесты по 5.14.3 - 5.14.5 выполняют при условии статистически подтвержденного нормального закона распределения по 5.14.2. При достоверном (р < 0,05) отличии распределения показателей в группах от нормального дополнительно проводят следующие тесты:

- 5.14.6 тест на однородность распределения исследуемого показателя с помощью непараметрического рангового критерия Краскалла-Уоллеса;
- 5.14.7 определение достоверности различия распределения в сравниваемых группах с помощью непараметрического рангового критерия Манна-Уитни.
- 5.14.8 непараметрические (долевые) показатели, такие как летальность, частота развития патологических изменений, степень сохранения краткосрочной и долгосрочной памяти, сравнивают с использованием многомерного критерия χ-квадрат Пирсона или точного U- теста Фишера

При проведении анализа по 5.13.3 – 5.14.8 сравнивают группу животных, не получающую ферментный препарат (контроль) со всеми опытными группами.

Различия принимают за достоверные при вероятности принятия нуль-гипотезы (уровне значимости) р < 0,05.

Статистическую обработку проводят с использованием лицензионного профессионального программного обеспечения.

6 Данные исследования и отчет

6.1 Данные исследований

Данные проведенных испытаний должны быть представлены в отчете как индивидуально по каждому животному, так и в статистически обработанной форме по каждой группе животных. При этом для каждого показателя в каждой группе

животных необходимо указать статистический уровень значимости различия с контролем, либо отсутствие такого различия (вероятность принятия нуль-гипотезы на уровне p>0,05). Все данные должны быть представлены в табличной форме с указанием количества животных в каждой экспериментальной группе на дату начала исследований, количества животных, умерших во время проведения исследования или умерщвленных по причине гуманности, и времени смерти или умерщвления, количества проб, обоснованно исключенных из статистического анализа.

Во всех случаях выявления признаков токсичности ферментного препарата при статистически значимом отличии изучаемого показателя от контроля, необходимо указать:

- 6.1.1 наименование признака токсичности и используемого показателя;
- 6.1.2 описание наблюдавшихся признаков токсичности, включая время начала проявления, продолжительность и серьезность всех признаков токсичности, количества животных, у которых проявились поражения, типа поражения, и процентного соотношения животных, у которых проявились поражения каждого типа;
- 6.1.3 количественная мера изменения параметрических показателей (в долях или процентах от контроля), статистическая значимость различия с контролем, доза, при которой статистически значимое различие с контролем отсутствует;
- 6.1.4 зависимость степени проявления признака токсичности от дозы индивидуально для каждого показателя.
- 6.1.5 максимальная недействующая доза (NOAEL) ферментного препарата как наименьшее среди всех определенных доз ферментного препарата, не вызывающих возникновение признаков токсичности по изученным показателям.

Примечание — В случае, когда зависимость доза-ответ для отдельного показателя, свидетельствующего о токсичности ферментного препарата, не может быть однозначно установлена (отсутствует или является немонотонной, то есть эффект не подтверждается при больших дозах ферментного препарата по сравнению с меньшими), данный показатель должен быть исключен из определения NOAEL, или при обоснованной необходимости исследование должно быть повторено.

- 6.2 Отчет о проведении исследования подострой пероральной токсичности ферментного препарата должен содержать следующую информацию:
 - 6.2.1 наименование заказчика исследования, его адрес;
- 6.2.2 наименование лаборатории, проводящей исследования, ее адрес, сведения об аккредитации (при наличии);
 - 6.2.3 даты начала и окончания проведения исследования;
- 6.2.4. наименование ферментного препарата, характеристика ферментного препарата и штамма-продуцента согласно 4.4-4.6, данные, позволяющие установить прослеживаемость образца ферментного препарата;
 - 6.2.5 цель исследования;
 - 6.2.6 вид, линия, пол и возраст экспериментальных животных;
- 6.2.7 сведения об одобрении плана исследования локальной этической комиссией (комитетом);
- 6.2.8 дозировка ферментного препарата, способ и длительность введения ферментного препарата животным;
 - 6.2.9 методы исследования проб биологического материала;
- 6.2.10 методы статистической обработки результатов исследований (испытаний);
- 6.2.11 данные исследований согласно 6.1, демонстрирующие для каждой группы: число используемых животных; число животных с определенными признаками патологии; число животных, найденных мертвыми во время испытания или умерщвленных из гуманных соображений; индивидуальное время смерти животных; описание и временной ход развития патологических эффектов, их обратимость; результаты аутопсии и анализа проб биологического материала;
- 6.2.12 Величина NOAEL ферментного препарата с указанием органов и систем, критически затронутых при проявлении токсического действия;
- 6.2.13 Выводы, содержащие мотивированное заключение о достижении поставленной цели исследования; другие положения, имеющие значение для интерпретации полученных данных.
- 6.2.14 Интерпретация полученных данных экспериментальных исследований токсического действия ферментного препарата проводится в соответствии с критериями, приведенными в ГОСТ 32637.

Приложение A (справочное)

Информация о применяемых технических регламентах и нормативных правовых актах в странах СНГ

Nº	Технический регламент или нормативный правовой акт	Государство-
п/п		участник СНГ
1.	Технический регламент Таможенного союза ТР TC 021/2011 «О	AM, BY, KZ,
	безопасности пищевой продукции»	KG, RU
2.	Технический регламент Таможенного союза TP TC 029/2012	AM, BY, KZ,
	«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и	KG, RU
	технологических вспомогательных средств»	
3.	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 044/2017 «О	AM, BY, KZ,
	безопасности упакованной питьевой воды, включая природную	KG, RU
	минеральную воду»	

Приложение Б

(рекомендуемое)

Состав сбалансированного полусинтетического рациона для лабораторных грызунов (крыс и мышей)

Т а б л и ц а Б.1 – Состав основных ингредиентов рациона для крыс и мышей из расчета на 100 г массы сухого рациона

Ингредиент, г	Количество на	
Уширодисти, г	100 г	
1 Казеин	20,0	
2 Крахмал кукурузный	60,05	
3 Целлюлоза микрокристаллическая	5,0	
4 Солевая смесь	3,5	
5 Холин хлорид (60% холина)	0,25	
6 L-цистеин	0,2	
7 Витаминная смесь	1,0	
8 Масло подсолнечное	5,0	
9 Лярд (свиной жир)	5,0	
Итого	100,0	

ТаблицаБ.2 – Состав витаминной смеси

Витамин*	Содержание в 100 г рациона	Содержание г на кг смеси
1 Никотиновая кислота (B ₃)	-	3
2 Пантотенат кальция (В₅)	-	1,6

ГОСТ (проект, RU, окончательная редакция)

Окончание таблицы Б.2

Витамин*	Содержание в 100	Содержание г на	
	г рациона	кг смеси	
3 Пиридоксина гидрохлорид (B ₆)	-	0,7	
4 Тиамина гидрохлорид (B₁)	-	0,6	
5 Рибофлавин (B ₂)	-	0,6	
6 Фолиевая кислота (B ₉)	-	0,2	
7 D-биотин (B ₇)	-	0,02	
8 Цианкобаламин (В ₁₂)	-	0,0025	
9 Менадион (витамин К₁)	_	0,075	
10 Витамин A (порошок на носителе или масляный раствор)	400ME**	0,8	
11 Витамин D ₃ (порошок на носителе или масляный раствор)	100ME**	1,0	
12 Витамин E (порошок на носителе или масляный раствор)	4ME**	8,0	
13 Сахароза		до 1000,00	
* используют формы витаминов, удовлетворяющие фармакопейным требованиям.			

^{**} вносят в жировой компонент рациона.

ТаблицаБ.3 – Состав солевой смеси

Наименование соли*	Брутто-формула	Содержание, г на 1кг смеси
1 Кальций углекислый, безводный	CaCO₃	357
2 Калий фосфорнокислый, одноосновный	KH₂PO4	250
3 Натрий хлористый	NaCl	74
4 Калий сернокислый	K₂SO₄	46,6
5 Калий лимоннокислый, моногидрат	$K_3C_6H_5O_7\times H_2O$	28

Окончание таблицы Б.3

Наименование соли*	Брутто-формула	Содержание, г на 1кг смеси
6 Магния оксид	MgO	24
7 Железо лимоннокислое	C ₆ H ₅ FeO ₇ ·H ₂ O	6,06
8 Цинк углекислый	ZnCO ₃	1,65
9 Марганец углекислый	MnCO ₃	0,63
10 Медь углекислая	CuCO ₃ ·Cu(OH) ₂	0,3
11 Калия йодат	KIO₃	0,01
12 Натрия селенат, безводный	Na ₂ SeO ₄	0,01025
13 Аммония парамолибдат, 4-водный	(NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄ × 4H ₂ O	0,00795
14 Натрия метасиликат	Na ₂ SiO ₃	0,63
15 Хромокалиевые квасцы, 12-водные	CrK(SO ₄) ₂ ×12H ₂ O	0,275
16 Борная кислота	H ₃ BO ₃	0,0815
17 Натрий фтористый	NaF	0,0635
18 Никель углекислый	NiCO ₃ ·2Ni(OH) ₂ ·x H ₂ O	0,0318
19 Литий хлористый	LiCl	0,0174
20 Аммония ванадат	NH ₄ VO ₃	0,0066
21 Сахароза	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁	210,626

^{*} При составлении смеси следует использовать чистые химические реактивы минеральных солей с квалификацией чистоты не менее ч. д. а по ГОСТ 13867.

ГОСТ

(проект, RU, окончательная редакция)

Приложение В

(справочное)

Показатели экспериментальных животных, применяемые при исследованиях (испытаниях) подострой пероральной токсичности ферментных препаратов

ТаблицаВ.1 – Интегральные показатели

Показатель	Исследуемый материал	Метод	Источник
Масса тела	Животное в целом	Гравиметрический	-
Масса внутренних органов	Печень Почки Поджелудочная железа Надпочечники Селезенка Гонады Легкие Тимус (вилочковая железа) Щитовидная железа Сердце головной мозг	Гравиметрический	-
Состав тела: доля тощей массы доля жировой массы содержание общей воды содержание свободной воды		Биоимпедансометрия	*
* согласно инструкции к применяемым средствам измерений			

ТаблицаВ.2 – Патологоанатомические и гистопатологические показатели

Показатель	Исследуемый материал	Метод	Источник
Обзорное	Пищевод	Визуальный	-
патологоанатомическ ие исследование внутренних органов	Желудок Тонкая кишка Толстая кишка (включая слепую кишку) Поджелудочная железа Печень Селезенка Тимус (вилочковая железа) Почки Мочевой пузырь Надпочечники Щитовидная железа Гонады Матка (у самок) Легкие Сердце Головной мозг	Светооптическая микроскопия (с использованием бинокулярного микроскопа)	
Гистопатологические	Печень	Светооптическая	**
исследование	Почки Селезенка	микроскопия с использованием методов	
внутренних органов	Тонкая кишка Толстая кишка Надпочечники Головной мозг	гистохимии и и иммуногистохимии* Трансмиссионная	
* Примендется ма	Гонады	электронная микроскопия Морфометрия	DOGINION IA (D

^{*} Применяется метод окрашивания микропрепатратов гематоксилин-эозином и (в случаях, устанавливаемых в соответствии с целью исследования) другими гистохимическими и иммуногистохимическими методами

^{**} В соответствии с руководствами на применяемые методы исследования

ТаблицаВ.3 – Показатели липидного обмена

Показатель	Исследуемый биосубстрат	Метод	Примеча- ния
Общие липиды	Печень	Гравиметрический	**
Жирнокислотный состав клеточных мембран	Печень, эритроциты	Газовая хроматография	**
Триглицериды (ТГ)	Плазма крови	Спектрофотометрия	**
Общий холестерин (XC)	Плазма крови	Спектрофотометрия	**
Холестерин ЛПВП (ХС ЛПВП)	Плазма крови	Спектрофотометрия	**
Холестерин ПНП (XC ЛПНП)	Плазма крови	Расчетный метод	*
Липаза	Плазма крови	Потенциометрия	**

^{*} Расчет осуществляют по формуле XC ЛПНП = общий XC – XC ЛПВП – $T\Gamma/2,2$; размерность всех концентраций [ммоль/дм³].

^{**} согласно инструкциям фирм – производителей наборов и/или средств измерений.

Т а б л и ц а В.4 – Методы исследования показателей белкового и азотистого обмена

Показатель	Исследуемый биосубстрат	Метод*	
Общий белок	Сыворотка крови	Спектрофотометрия	
Альбумин	Сыворотка крови	Спектрофотометрия	
Глобулины	Сыворотка крови	Спектрофотометрия, 1D- электрофорез	
Креатинин	Сыворотка, плазма крови (после депротеинизации)	Спектрофотометрия	
Мочевина	Сыворотка, плазма крови	Спектрофотометрия	
Мочевая кислота	Сыворотка, плазма крови	Спектрофотометрия	
* согласно инструкциям фирм – производителей наборов и средств измерений.			

ТаблицаВ.5 – Методы исследования показателей углеводного обмена

Показатель	Исследуемый биосубстрат	Метод		
Глюкоза	Сыворотка, плазма крови	Энзиматический глюкозооксидазный метод		
Гликированный гемоглобин	Кровь	Спектрофотометрия		
l				

ТаблицаВ.6 – Методы исследования показателей минерального обмена

ГОСТ (проект, RU, окончательная редакция)

Показатель	Исследуемый биосубстрат	Метод	Примечание*
Натрий	Плазма крови	Пламенная фотометрия	*
Калий	Плазма крови	Пламенная фотометрия	*
Магний	Плазма крови	Пламенная фотометрия	*
Кальций	Плазма крови	Пламенная фотометрия	*
Фосфор	Плазма крови	Спектрофотометрия	*
Цинк	Костная ткань	Атомно-абсорбционная спектрофотометрия	По ГОСТ 30178,*
Щелочная фосфатаза	Плазма крови	Спектрофотометрия	*
Железо	Плазма крови	Атомно-абсорбционная спектрофотометрия	По ГОСТ 30178, *
Железосвязыва ющая активность	Плазма крови	Спектрофотометрия	*
Трансферрин	Плазма крови	Иммуноферментный анализ	*
Ферритин	Плазма крови	Иммуноферментный анализ	*
Гемоглобин	Кровь, эритроциты	Спектрофотометрия	*
Селен	Плазма крови	Спектрофлуориметрия	*

Окончание таблицы В.6

Показатель	Исследуемый	Метод	Примечание
	биосубстрат		
Глутатионперокс	Эритроциты	Спектрофотометрия	*
идаза			
Содержание	Печень, почки,	Масс-спектрометрия с	*
эссенциальных и	селезенка, легкие,	индуктивно-связанной	
токсичных	головной мозг	плазмой, атомно-	
микроэлементов		эмиссионная спектрометрия с	
		индуктивно связанной	
		плазмой	
* согласно инструкциям фирм – производителей наборов и/или средств измерений.			

ТаблицаВ.7 – Методы исследования энзимологических показателей

Активность ферментов	Исследуемый биосубстрат	Метод*	
Аланинаминотрансфераза	Сыворотка крови	Спектрофотометрия	
(КФ 2.6.1.2)			
Аспартатамино-трансфераза	Сыворотка крови	Спектрофотометрия	
(КФ 2.6.1.1)			
Щелочная фосфатаза (КФ	Сыворотка крови	Спектрофотометрия	
3.1.3.1)			
Гамма-	Сыворотка крови	Спектрофотометрия	
глутамилтранспептидаза			
Креатинфосфокиназа	Сыворотка крови	Спектрофотометрия	
* согласно инструкциям фирм – производителей наборов и/или средств измерений.			

ТаблицаВ.8 – Методы исследования иммунологических показателей

Показатель	Исследуемый	Метод	Примечание	
	биосубстрат			
Цитокины: IFN-γ, IL-1α, IL-	Плазма крови,	Мультиплексный	*	
1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-	жировая ткань,	иммуноанализ, ИФА		
9, IL-10, IL-12 (p40), IL-12	селезенка			
(p70), IL-13, IL-17A, IL-18, TNF-				
α				
Хемокины и ростовые	То же	Мультиплексный	*	
факторы: Eotaxin, G-CSF, GM-		иммуноанализ, ИФА		
CSF, EPO, GM-CSF, GRO/KC,				
M-CSF, MCP-1, MIP-1α, TGF-				
β(1-3), MIP-3α, RANTES, VEGF				
	_			
Маркеры диабета:	Плазма крови	Мультиплексный	*	
инсулин, GLP-1, Glucagon,		иммуноанализ, ИФА		
PAI-1, GIP, resistin, IGF-1				
		_		
Содержание клеточных	Цельная кровь	Проточная	*	
субпопуляций лимфоцитов		цитофлуориметрия		
CD3+, CD4+, CD8+, CD161+,				
CD 45RA+				
* согласно инструкциям фирм – производителей наборов и/или средств измерений.				

Т а б л и ц а В.9 – Методы исследования показателей окислительного стресса

Показатель	Исследуемый биосубстрат	Метод*	
Малоновый	Плазма крови,	Спектрофотометрия	
диальдегид (ТБК- реактивные вещества)	печень(гомогенат)		
Диеновые	Плазма крови,	Спектрофотометрия	
конъюгаты ПНЖК	печень (гомогенат)		
Каталаза (КФ	Печень (цитозоль)	Спектрофотометрия	
1.11.1.6)			
Супероксиддисмута	Печень (цитозоль)	Спектрофотометрия	
за (КФ 1.15.1.1)			
Глутатионредуктаза	Печень (цитозоль)	Спектрофотометрия	
(КФ 1.8.1.7)			
*согласно инструкциям фирм – производителей наборов и/или средств измерений.			

Т а б л и ц а В.10 – Методы исследования показателей микробиома*

Показатель	Исследуемый биосубстрат	Метод
Бифидобактерии	Содержимое слепой кишки	Микробиологические методы,
	крыс	светооптическая микроскопия
Лактобактерии	Содержимое слепой кишки	Микробиологические методы,
	крыс	светооптическая микроскопия
Бактероиды	Содержимое слепой кишки	Микробиологические методы,
	крыс	светооптическая микроскопия
Энтерококки	Содержимое слепой кишки	Микробиологические методы,
	крыс	светооптическая микроскопия
Клостридии	Содержимое слепой кишки	Микробиологические методы,
	крыс	светооптическая микроскопия
E.coli типичные	Содержимое слепой кишки	Микробиологические методы,

ГОСТ (проект, RU, окончательная редакция)

Окончание таблицы В.10

Показатель	Исследуемый биосубстрат	Метод
	крыс	светооптическая микроскопия
E.coli лактозонегативные	Содержимое слепой кишки	Микробиологические методы,
	крыс	светооптическая микроскопия
E.coli гемолитические	Содержимое слепой кишки	Микробиологические методы,
	крыс	светооптическая микроскопия
Другие условно-	Содержимое слепой кишки	Микробиологические методы,
патогенные	крыс	светооптическая микроскопия
энтеробактерии**		
Стафилококк золотистый	Содержимое слепой кишки	Микробиологические методы,
	крыс	светооптическая микроскопия
Стафилококки	Содержимое слепой кишки	Микробиологические методы,
(сапрофитный,	крыс	светооптическая микроскопия
эпидермальный)		
Дрожжеподобные грибы	Содержимое слепой кишки	Микробиологические методы,
рода	крыс	светооптическая микроскопия
Candida		
Неферментирующие	Содержимое слепой кишки	Микробиологические методы,
бактерии***	крыс	светооптическая микроскопия

Примечание:

Микробиологические показатели изучаются путем посева содержимого слепой кишки на специфические питательные среды. Содержание бифидобактерий определяют на среде ГМК (или желчно-эскулиновый агар для бактероидов; лактобацилл — на MRS агаре; энтеробактерий — на среде Эндо, сульфит-редуцирующих клостридий — на железосульфитной среде, Enterococcus spp. — на азидном агаре с канамицином и эскулином; Bacteroides spp. — на желчно-эскулиновом агаре для бактероидов; дрожжей и плесневых грибов — на среде Сабуро с хлорамфениколом (0,1 г/л), Pseudomonas, Acinetobacter — на 38

^{*} Анализ состава микробиома может быть проведен при помощи аккредитованного в утвержденном порядке метода ПЦР анализа микрофлоры кишечника

^{**} представители родов Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, Serratia, Proteus, Morganella, Providecia, Citrobacter и др.

^{***} Pseudomonas, Acinetobacter и др.

мясо-пептонном агаре (МПА), гемоллитические микроорганизмы — на кровяном агаре. Инкубирование анаэробных микроорганизмов осуществляется с использованием пакетов для химического связывания кислорода или в анаэростате. Исследования осуществляются в соответствии с руководствами на применяемые методы анализа.

Для культивирования микроорганизмов можно использовать другие виды питательных сред, разрешенные для использования нормативными документами, действующими на территории государства, на территории которого продукция находится в обращении.

Количество микроорганизмов выражают в lg КОЕ/г сырой массы содержимого слепой кишки.

ТаблицаВ.11 Схема посева содержимого слепой кишки

Группа микроорга- низмов	Наименование среды	Номер разведе- ния	Количество засеваемого материала (см³)	Время инкубации (в часах)
Бифидобактерии/ Bifidobacterium spp.	Среда ГМК	5;7;9	1,0	24-72
Лактобактерии/ Lactobacterium spp.	MPC-4	5;7;9	0,05	24-48
Бактероиды/ Bacteroides spp.	среда ГМК	5;7;9	0,05	24
Клостридии/ Clostridium spp.	Железосульфитная среда	1;3;5	1,0	24 - 72
Энтеробактерии/ Enterobacteriaceae	Среда Эндо	5;7;9	0,05	24
Энтерококки/ Enterococcus spp.	Азидный агар с канамицином и эскулином	1;3;5	0,05	24-72
Дрожжеподобные и плесневые грибы	Среда Сабуро с хлорамфениколом (0,1 г/л)	1;3;5	0,05	2-5 суток

ГОСТ (проект, RU, окончательная редакция)

УДК 57.044:57.084.1:577.15:613.2:616-092.9:006.354

MKC 07.080

07.100

Ключевые слова: ферментные препараты, технологические вспомогательные средства, доклинические испытания, подострая токсичность, лабораторные животные